

FICHE TECHNIQUE



EXTRACTOR



**DETERGENT POUR TISSUS ASSAINISSEUR E DEODORANT,
POUR TECHNIQUE A INJECTION - EXTRACTION**

APPLICATIONS :

EXTRACTOR est conçu spécialement pour le nettoyage des tissus en général .

Tres doux mais tres efficace , on l'utilise sur fauteils , divans , rideaux , matelas , sieges ...

On l'utilise avec machine a injection - Extraction .

Il nettoie en profondeur , Assainit , elimine les odeurs , laisse un bon parfum et ravive les couleurs .

Il contient des agents de nettoyage tres efficaces pour la solubilisation des graisses , proteines et bien d'autres types de salletes emprisonnes dans les fibres .

Contien aussi des sels quaternaires pour la sanification.

MODE D'UTILISATION :

1)Passer l'aspirateur sur la zone a nettoyer .

2)Enlever les taches avec les detacheurs .

3)Preparer une solution a 5 - 10 % de EXTRACTOR dans la machine .

Il est preferable d'utiliser de l'eau chaude .

4)Sur des zones particulierement sales , utiliser une solution plus concentré et / ou Quick .

Ne pas excéder avec la quantité de liquide .

DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES

Etat :	Liquide
pH :	8 conc .
Mousse :	Nulle
Couleur :	Verte
Odeur :	Parfumé

COMPOSANTES :

Tensioactifs non ioniques , anpholitiques

Solvants Organiques , Sequestrants .



PRECAUTIONS :

IRRITANT a l'etat pur .

Endosser gants et habits adequats ; se proteger les yeux et le visage .

En cas de contact avec les yeux ou le visage , laver immediatement a grande eau et consulter un medecin .